


Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 항-Afg3L2 토끼 다클론 항체 - Q9Y4W6

품목 번호: CM0022339



소개

WB, IHC-P, IP, ELISA 검증을 거친 토끼 항-AFG3L2 다클론 항체; 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응함. 재조합 면역원 사용. 미토콘드리아 내막 m-AAA 프로테아제 연구 및 척수소뇌실조증 연구에 이상적임.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AFG3L2 토끼 pAb
비고/별칭	OPA12; SCA28; SPAX5; AFG3L2
종	인간
유전자 ID (인간)	10939
유전자 ID	10939
면역원	인간 AFG3L2(NP_006787.2)의 538-797 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9Y4W6
단백질 무게	89kDa
배송	아이스팩