


Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 항-Afg3L2 토끼 다클론 항체 - Q9Y4W6

품목 번호: CM0021149



소개

인간 AFG3L2(m-AAA 프로테아제)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IP 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 품질 관리 및 신경퇴행 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AFG3L2 토끼 pAb
비고/별칭	OPA12; SCA28; SPAX5; AFG3L2
종	인간
유전자ID (인간)	10939
유전자ID	10939
면역원	재조합 단백질 인간 AFG3L2(NP_006787.2)의 아미노산 538-797에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y4W6
단백질 분자량	89kDa
배송	아이스 팩