

Wb, Elisa용 Anti-Afm 토끼 다클론 항체 - P43652

품목 번호: CM0017198



소개

사람 afamin(AFM)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 랫드와의 교차 반응성을 보입니다. Wnt 신호전달 및 비타민 E 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AFM 토끼 pAb
비고/별칭	ALF; ALB2; ALBA; AFM
종	사람
GeneID (사람)	173
GeneID	173
면역원	사람 AFM(NP_001124.1)의 아미노산 260-599에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
면역원	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	랫드
SWISS	P43652
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스팩