


Wb용 항Ager 단클론 항체 - Q15109

품목 번호: CM0008675



소개

WB, IF, IHC 및 ELISA에서 검증된 토끼 재조합 항AGER(RAGE) 단클론 항체. 사람, 생쥐, 쥐와 반응합니다. RAGE 신호 전달, 염증 및 연령 관련 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AGER 토끼 PolymAb®
비고/별칭	RAGE; sRAGE; SCARJ1
종	사람
유전자 ID (사람)	177
유전자 ID	177
면역원	사람 AGER의 아미노산 24-344에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_001127.1)
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q15109
단백질 분자량	43kDa
배송 방식	아이스백