


Wb, If-P, Elisa용 Anti-Ager Rabbit Monoclonal Antibody - Q15109

품목 번호: CM0006575



소개

인간 AGER/RAGE(43kDa)에 특이적인 Rabbit monoclonal antibody입니다. WB, IF-P, ELISA에 적합합니다. 염증, 당뇨병 합병증, 수용체 매개 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AGER Rabbit mAb
비고/별칭	RAGE; sRAGE; SCARJ1; AGER
종	인간
GeneID	177
면역원	재조합 인간 AGER 단백질
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q15109
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백