


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항Ager(Rage) 단클론 항체 - Q15109

품목 번호: CM0006432



소개

인간 AGER(RAGE)에 대한 재조합 토끼 단클론 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P, ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 염증, 당뇨병 및 신경퇴행 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AGER 토끼 단클론 항체
비고/별칭	RAGE; sRAGE; SCARJ1; AGER
종	인간
유전자ID	177
면역원	인간 AGER(NP_001127.1)의 아미노산 24-344에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15109
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스 팩