


Wb, Elisa용 Anti-Ager (Rage) 폴리클로날 항체 - Q15109

품목 번호: CM0016419



소개

인간 AGER (RAGE)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블로트 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 염증, 당뇨병 합병증 및 신경 퇴행과 관련된 패턴 인식 수용체인 RAGE의 세포 외 도메인을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AGER Rabbit pAb
비고/별칭	RAGE; sRAGE; SCARJ1; AGER
종(Species)	인간(Human)
GeneID	177
면역원(Immunogen)	인간 AGER (NP_001127.1)의 아미노산 40-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q15109
단백질 분자량(Protein Weight)	43kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)