


Wb 및 Elisa용 Anti-Ager (Rage) 토끼 다가 항체 - Q15109

품목 번호: CM0016131



소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용 AGER (RAGE) 토끼 다가 항체입니다. 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)와 반응합니다. 당화 최종 생성물(advanced glycation end products), 당뇨병 합병증 및 알츠하이머병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AGER Rabbit pAb
비고/별칭	RAGE; sRAGE; SCARJ1; AGER
종(Species)	Human
GeneID (Human)	177
GeneID	177
항원(Immunogen)	인간 AGER (NP_001127.1)의 아미노산 30-330에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q15109
단백질 분자량	43kDa
배송(Shipping)	Ice bag