


Wb 및 Elisa용 항-Agfg1 다클론 항체 - P52594

품목 번호: CM0030791



소개

인간 AGFG1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. HIV-1 Rev 의존적 RNA 내보내기, 정자두체 생합성 및 RNA 수송 연구에 적합하며 마우스와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AGFG1 토끼 pAb
비고/별칭	HRB, RAB, RIP, AGFG1
종	인간
GeneID (인간)	3267
GeneID	3267
면역원	인간 AGFG1 (NP_004495.2)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P52594
단백질 분자량	58kDa
배송 방식	아이스 팩