


## Wb, Ihc, If, Elisa용 아그레칸 토끼 다클론 항체 - P16112

품목 번호: CM0027279



### 소개

인간 아그레칸에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 아그레칸을 검출합니다. 연골 기질 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명        | 아그레칸 토끼 pAb                                                  |
| 비고/별칭      | AGC1; SEDK; AGCAN; CSPG1; MSK16; CSPGCP; SSOAOD; 아그레칸        |
| 종          | 인간                                                           |
| 유전자ID (인간) | 176                                                          |
| 유전자ID      | 176                                                          |
| 면역원        | 인간 아그레칸(NP_037359.3)의 아미노산 420-575에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 기원         | 토끼                                                           |
| 카테고리       | 다클론 항체                                                       |
| 적용 분야      | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                       |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 래트                                                  |
| SWISS      | P16112                                                       |
| 단백질 분자량    | 261kDa                                                       |
| 배송 방법      | 아이스백                                                         |