

Wb 및 Elisa용 항-Agk 마우스 단클론 항체 - Q53H12

품목 번호: CM0002497



소개

WB 및 ELISA 응용 분야에서 검증된 고품질 항-AGK 마우스 단클론 항체. LPA/PA 생성 및 단백질 수입에 관여하는 미토콘드리아 지질 키나아제인 인간 아실글리세롤 키나아제에 특이적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AGK 마우스 mAb
비고/별칭	MULK; CATC5; CTRCT38; MTDPS10; AGK
종	인간
유전자ID (인간)	55750
유전자ID	55750
면역원	인간 AGK(NP_060708.1)의 아미노산 1-422에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	마우스
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q53H12
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스 팩