

Anti-Agk 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q53H12

품목 번호: CM0030337



소개

인간 AGK에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 래트와 반응합니다. AGK는 LPA/PA 생성과 TIM22 복합체 매개 단백질 수입에 관여하는 미토콘드리아 지질 키나아제입니다. 대사 및 미토콘드리아 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AGK 토끼 pAb
비고/별칭	MULK; CATC5; CTRCT38; MTDPS10; AGK
종	인간
유전자 ID (인간)	55750
유전자 ID	55750
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	Q53H12
단백질 분자량	47kDa
배송 방식	아이스팩