


Anti-Agl (Gde) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P35573

품목 번호: CM0004660



소개

이 Anti-AGL (GDE) Rabbit Monoclonal Antibody는 웨스턴 블롯, 면역형광, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플과 교차 반응하여 글리코젠 탈분지 효소 기능 및 위치 연구를 지원합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	AGL Rabbit mAb
비고/별칭	GDE; AGL
종	인간
GeneID (인간)	178
GeneID	178
면역원	합성 펩타이드: 인간 AGL (P35573)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원산	토끼
범주	모노클로날 항체
적용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P35573
단백질 분자량	175kDa
배송	아이스백