

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Agmat Rabbit Monoclonal Antibody - Q9Bse5

품목 번호: CM0007102

소개

인간 AGMAT에 대한 Rabbit monoclonal antibody로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 구아니디노산 가수분해효소(~38 kDa)를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AGMAT Rabbit mAb
비고/별칭	AGMAT
종	인간
유전자 ID	79814
면역원	인간 AGMAT (NP_079034.3)의 아미노산 1-352에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BSE5
단백질 무게	38 kDa
배송	아이스백