

Anti-Agmat Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bse5

품목 번호: CM0013145

소개

사람과 쥐 종 반응성을 가진 WB, IF/ICC, ELISA 응용 분야에 대해 검증된 Anti-AGMAT 토끼 폴리클론 항체. 아르기닌 대사 및 세포 해독 작용에서 38 kDa 미토콘드리아 효소인 내인성 AGMAT(구아니디노산 가수분해효소)를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AGMAT Rabbit pAb
비고/별칭	AGMAT
종	사람
유전자 ID	79814
면역원	사람 AGMAT(NP_079034.3)의 아미노산 1-352에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐
SWISS	Q9BSE5
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백