


Wb, Elisa용 Anti-Ago1 폴리클로날 항체 - Q9UL18

품목 번호: CM0024837



소개

AGO1 Rabbit pAb은 인간 AGO1 N-말단에 대해 생성된 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 사람, 쥐, 랫트 샘플의 AGO1을 검출하여 RNAi 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AGO1 Rabbit pAb
비고/별칭	Q99; EIF2C; hAgo1; EIF2C1; GERP95; NEDLBAS; AGO1
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	26523
GeneID	26523
면역원(Immunogen)	사람 AGO1 (NP_036331.1)의 아미노산 1-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9UL18
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스백