

Anti-Agpat1 토끼 다클론 항체 (Wb, Ip, Elisa용) - Q99943

품목 번호: CM0028859

소개

WB, IP, ELISA에서 검증된 AGPAT1 토끼 다클론 항체입니다. 인지질 생합성의 핵심 아실트랜스퍼라아제인 사람, 마우스, 래트 AGPAT1을 검출합니다. 지질 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AGPAT1 토끼 pAb
비고/별칭	GI5; LPAATA; LPLAT1; 1-AGPAT1; LPAAT-alpha; AGPAT1
종	인간
유전자ID	10554
면역원	인간 AGPAT1 (NP_006402.1)의 아미노산 204-283에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q99943
단백질 분자량	32kDa
배송 방식	아이스 팩