

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Agpat2 폴리클로날 항체 - O15120

품목 번호: CM0030364

소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 인간 AGPAT2 (1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase beta)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 지질 대사 및 지방이영양증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	AGPAT2 Rabbit pAb
비고/별칭	BSCL; BSCL1; LPAAB; LPLAT2; 1-AGPAT2; LPAAT-beta; AGPAT2
종(Species)	Human
GeneID (human)	10555
GeneID	10555
면역원(Immunogen)	인간 AGPAT2 (NP_006403.2)의 아미노산 199-278에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	O15120
단백질 분자량	31kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)