

Wb, Elisa용 항Agpat4 토끼 다클론 항체 - Q9Nrz5

품목 번호: CM0021319

소개

인간 AGPAT4에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 단백질도 검출합니다. 인지질 생합성, 리소포스파티드산 아실트랜스퍼라제 활성 및 지질 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	AGPAT4 토끼 pAb
비고/별칭	LPAAT4; LPLAT4; 1-AGPAT4; dJ473J16.2; LPAAT-delta; AGPAT4
종	인간
GeneID (인간)	56895
GeneID	56895
면역원	인간 AGPAT4 (NP_064518.1)의 아미노산 270-378번 서열에 해당하는 합성 펩티드
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9NRZ5
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스 팩