

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Agps 토끼 다클로날 항체 - O00116

품목 번호: CM0017742

소개

인간 AGPS를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로트, 면역형광법 및 ELISA에 적합합니다. 마우스와 교차 반응합니다. 퍼옥시솜 에터 지질 생합성 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AGPS Rabbit pAb
비고/별칭	ADAS, ADPS, RCDP3, ADAP-S, ADHAPS, ALDHPSY, AGPS
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	8540
유전자 ID	8540
면역원	인간 AGPS (NP_003650.1)의 아미노산 379-658에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	O00116
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)