

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Agr2 토끼 단클론 항체 - O95994

품목 번호: CM0003754



소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 고품질 AGR2 토끼 단클론 항체입니다. 점액 분비 및 세포 접착에 관여하는 원종양유전자인 인간 및 생쥐 AGR2를 검출합니다. 암 및 분비 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	AGR2 토끼 mAb
비고/별칭	AG2; AG-2; HPC8; GOB-4; HAG-2; RIFTD; XAG-2; PDIA17; HEL-S-116; AGR2
종	인간
유전자ID (인간)	10551
유전자ID	10551
면역원	합성 펩타이드 인간 AGR2(O95994)의 아미노산 1-100번 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	O95994
단백질 분자량	20kDa
배송 방식	아이스백