

Wb, If/Icc, Elisa용 항아그린 토끼 다클론 항체 - O00468

품목 번호: CM0023168



소개

웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 인간 아그린에 대한 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스 및 래트 아그린을 검출합니다. NMJ, 연골 및 시냅스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AGRN 토끼 pAb
비고/별칭	CMS8; AGRIN; CMSPPD; AGRN
종	인간
유전자ID (인간)	375790
유전자ID	375790
면역원	인간 AGRN (NP_940978.2)의 아미노산 30-350에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00468
단백질 분자량	217kDa
배송	아이스백