

Wb, Elisa용 Anti-Agtr2 토끼 단일클론 항체 - P50052

품목 번호: CM0011544



소개

인간 AGTR2의 합성 펩타이드를 항원으로 사용하여 제조한 Anti-AGTR2 토끼 단일클론 항체(WB, ELISA). 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 안지오텐신 II 수용체 연구용.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AGTR2 토끼 mAb
비고/별칭	AT2; ATGR2; MRX88; AGTR2
종	인간
유전자 ID	186
면역원	합성 펩타이드 인간 AGTR2(P50052)의 아미노산 264-363 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
항체 생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P50052
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스팩