

Wb 및 Elisa용 Anti-Agtr2 토끼 다클로날 항체 - P50052

품목 번호: CM0021179



소개

인간 AGTR2 (Angiotensin II type-2 receptor)를 표적으로 하는 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 혈관 수축, 세포 증식 억제 및 GPCR 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AGTR2 Rabbit pAb
비고/별칭	AT2, ATGR2, MRX88, AGTR2
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	186
유전자 ID	186
항원	합성 펩타이드 인간 AGTR2 (NP_000677.2)의 아미노산 150-250 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P50052
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스 백(Ice bag)