

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Agtrap 다클론 항체 - Q6Rw13

품목 번호: CM0016489

소개

인간, 마우스, 랫드에서 WB, IHC-P 및 ELISA에 대해
검증된 토끼 유래 항-AGTRAP 다클론 항체입니다.
안지오텐신 II 신호전달의 음성 조절인자인 17 kDa 1형
안지오텐신 II 수용체 연관 단백질을 표적으로 합니다.
심혈관 및 신장 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AGTRAP 토끼 pAb
비고/별칭	ATRAP; AGTRAP
종	인간
유전자ID (인간)	57085
유전자ID	57085
면역원	인간 AGTRAP (NP_065083.3)의 아미노산 93-152에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q6RW13
단백질 분자량	17 kDa
배송 방식	아이스백