


Wb, Ihc-P, Elisa용 항Agxt 토끼 다클론 항체 - P21549

품목 번호: CM0025359



소개

인간 AGXT(알라닌-글리옥실레이트 아미노전이효소)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 글리옥실레이트 해독에 관여하는 43kDa 퍼옥시좀 단백질을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AGXT 토끼 pAb
비고/별칭	AGT; PH1; SPT; AGT1; SPAT; TLH6; AGXT1; Ser-PyrAT; AGXT
종	인간
GeneID (인간)	189
GeneID	189
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P21549
단백질 분자량	43kDa
배송 방법	아이스팩