


Wb, Elisa용 항-Aha1 단클론 항체 - O95433

품목 번호: CM0008673



소개

인간 AHA1/p38(HSP90 ATPase 활성화제)을 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차 반응성이 있습니다. 샤페론 및 스트레스 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AHA1 토끼 mAb
비고/별칭	p38, AHA1, hAha1, C14orf3
종	인간
유전자 ID (인간)	10598
유전자 ID	10598
면역원	합성 펩타이드: 인간 AHA1 (O95433)의 아미노산 239-338번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95433
단백질 분자량	38kDa
배송 방식	아이스 팩