


Anti-Ahcy Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P23526

품목 번호: CM0029359



소개

AHCY Rabbit Polyclonal Antibody (SAHH)는 인간, 마우스, 래트에 대해 WB, IF/ICC, ELISA로 검증되었습니다. 아데노실호모시스테인아제(48 kDa)를 표적하며, 일탄소 대사 연구에 필수적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	AHCY Rabbit pAb
비고/별칭	SAHH; adoHcyase; AHCY
종	인간
GeneID (인간)	191
GeneID	191
면역원	인간 AHCY (NP_000678.1)의 아미노산 253-432에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P23526
단백질 무게	48kDa
배송	아이스백