


Anti-Ahcyl1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O43865

품목 번호: CM0030441



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 AHCYL1 (IRBIT) 표적 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 쥐의 S-adenosylhomocysteine hydrolase-like protein 1을 검출하며, 칼슘 신호 전달, 체액 분비 및 세포자멸사(apoptosis)에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AHCYL1 Rabbit pAb
비고/별칭	DCAL; IRBIT; PPP1R78; PRO0233; XPVKONA; AHCYL1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	10768
GeneID	10768
면역원(Immunogen)	인간 AHCYL1 (NP_006612.2)의 아미노산 31-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O43865
단백질 분자량	59kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)