

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ahr 다클론 항체 - P35869

품목 번호: CM0014386



소개

인간 아릴 탄화수소 수용체(AHR)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 생체이물 대사, 면역 및 일주기 리듬 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AHR Rabbit pAb
비고/별칭	RP85; bHLHe76; AHR
종	인간
GeneID (인간)	196
GeneID	196
면역원	재조합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P35869
단백질 분자량	96kDa
배송	아이스팩