

Wb, Elisa용 Anti-Ahr 토끼 단일클론 항체 - P35869

품목 번호: CM0009038



소개

WB 및 ELISA용 고품질 AHR 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 아릴 탄화수소 수용체(bHLHe76, P35869)를 타겟으로 합니다. 이물질 반응, 암 및 생체 리듬 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AHR Rabbit mAb
비고/별칭	RP85; bHLHe76; AHR
종	인간(Human)
GeneID (인간)	196
GeneID	196
면역원	인간 AHR (NP_001612.1)의 아미노산 619-848에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P35869
단백질 크기	96kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)