

Wb 및 Elisa용 항-Ahr 토끼 다클론 항체 - P30561

품목 번호: CM0029345



소개

웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증된 항-AHR 토끼 다클론 항체입니다. 이종물질 대사, 면역, 일주기 리듬에 관여하는 리간드 활성화 전사인자인 생쥐 AHR을 인식합니다. 암 및 독성학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AHR 토끼 pAb
비고/별칭	Ah; In; Ahh; Ahre; bHLHe76
종	생쥐
인간 유전자ID	196
유전자ID	11622
면역원	생쥐 AHR (NP_038492.1)의 아미노산 706-805에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	생쥐
SWISS	P30561
단백질 분자량	95 kDa
배송 방법	아이스백