

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Ahr 토끼 Polymab® 단클론 항체 - P35869

품목 번호: CM0007128



소개

인간 아릴 탄화수소 수용체(AHR, bHLHe76)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 이물질 반응, 일주기 리듬 및 암 연구에 이상적입니다. 96 kDa 단백질을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AHR 토끼 PolymAb®
비고/별칭	RP85; bHLHe76
종	인간
유전자 ID (인간)	196
유전자 ID	196
면역원	인간 AHR 토끼 PolymAb® (NP_001612.1)의 아미노산 619-848에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P35869
단백질 분자량	96kDa
배송	아이스 팩