


Wb, Elisa용 Anti-Ahsp 토끼 다클로날 항체 - Q9Nzd4

품목 번호: CM0026855



소개

인간 AHSP에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 적혈구 생성, 헤모글로빈 안정성 및 베타지중성빈혈 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AHSP Rabbit pAb
비고/별칭	EDRF; ERAF; AHSP
종	Human
GeneID (인간)	51327
GeneID	51327
면역원	인간 AHSP (NP_057717.1)의 아미노산 1-102에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Mouse, Rat
SWISS	Q9NZD4
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스팩