


Wb, If, Ihc, Elisa용 Anti-Aif 폴리클로날 항체 - O95831

품목 번호: CM0016592



소개

이 AIF 폴리클로날 항체(O95831)는 WB, IF, IHC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 AIF와 반응합니다. 세포자멸(apoptosis) 및 미토콘드리아 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AIF Rabbit pAb
비고/별칭	AIF; AUNX1; CMT2D; CMTX4; COWCK; DFNX5; NADMR; NAMSD; PDCD8; COXPD6; SEMDHL
종(Species)	Human
GeneID	9131
면역원(Immunogen)	인간 AIF (NP_004199.1)의 아미노산 334-613에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
응용(Application)	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	O95831
단백질 분자량	67kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)