


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Aif 토끼 단일클론 항체 - O95831

품목 번호: CM0003665



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 AIF 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 AIF(미토콘드리아 세포사멸 유도 인자 1)를 인식하며, 세포사멸 및 미토콘드리아 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AIF 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	AIF; AUNX1; CMT2D; CMTX4; COWCK; DFNX5; NADMR; NAMSD; PDCD8; COXPD6; SEMDHL
종	인간
유전자 ID (인간)	9131
유전자 ID	9131
면역원	인간 AIF(O95831)의 아미노산 450-550번 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95831
단백질 분자량	67kDa
배송 방식	아이스백