

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Aif1/Iba1 단일클론 항체 - P55008

품목 번호: CM0007675



소개

인간 AIF1/IBA1 (SWISS P55008)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 랫트와의 교차 반응성을 확인하며 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 대식세포 활성화, 액틴 결합 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AIF1/IBA1 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	IBA1; IRT1; AIF-1; IRT-1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	199
GeneID	199
면역원(Immunogen)	인간 AIF1/IBA1 (NP_001614.3)의 아미노산 1-147에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P55008
단백질 분자량(Protein Weight)	17kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)