

## Wb, If, Ihc-P, Elisa용 Anti-Aif1/Iba1 마우스 단일클론 항체 - O70200

품목 번호: CM0012210



### 소개

WB, IF, IHC-P 및 ELISA용 AIF1/IBA1 (AIF-1, Iba1)에 대한 마우스 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 액틴 결합 및 대식세포 기능과 관련된 ~17 kDa 단백질을 검출합니다. 염증 및 면역학 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                               |
|--------------------------|---------------------------------|
| 제품명                      | AIF1/IBA1 Mouse mAb             |
| 비고/별칭                    | G1; Iba1; AIF-1; D17H6S50E      |
| 종(Species)               | 마우스 (Mouse)                     |
| 유전자 ID (인간)              | 199                             |
| 유전자 ID                   | 11629                           |
| 면역원(Immunogen)           | 마우스 AIF1/IBA1의 재조합 단백질.         |
| 공급원(Source)              | 마우스 (Mouse)                     |
| 카테고리                     | 단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies) |
| 애플리케이션(Application)      | WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA    |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)  |
| SWISS                    | O70200                          |
| 단백질 분자량                  | 17kDa                           |
| 배송(Shipping)             | 아이스백 (Ice bag)                  |