

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Aif1/Iba1 폴리클론항체 - P55008

품목 번호: CM0016597



소개

인간 AIF1/IBA1에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IF-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 대식세포 활성화 및 혈관 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AIF1/IBA1 Rabbit pAb
비고/별칭	IBA1; IRT1; AIF-1; IRT-1; AIF1/IBA1
종	인간
유전자 ID (인간)	199
유전자 ID	199
면역원	인간 AIF1/IBA1 (NP_001614.3)의 아미노산 1-147에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P55008
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백