

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Aif1/Iba1 다클론 항체 - P55008

품목 번호: CM0020763



소개

Western blot, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 인간 AIF1/IBA1 토끼 다클론 항체입니다. 대식세포 활성화, 혈관 염증 및 림프구 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AIF1/IBA1 토끼 pAb
비고/별칭	IBA1; IRT1; AIF-1; IRT-1; AIF1/IBA1
종	인간
GeneID (인간)	199
GeneID	199
면역원	재조합 단백질 (인간 AIF1/IBA1 (NP_001614.3)의 아미노산 1-147에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P55008
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스 팩