

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Aifm2/Fsp1 토끼 단일클론 항체 - Q9Brq8

품목 번호: CM0006512



소개

사람, 쥐, 랫드의 WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 Anti-AIFM2/FSP1 토끼 단일클론 항체입니다. 페로프토시스 억제 단백질 1(FSP1)을 타겟으로 하며, 페로프토시스의 주요 억제 인자입니다. 분자량은 41kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AIFM2/FSP1 Rabbit mAb
비고/별칭	AMID; FSP1; PRG3; AIFM2/FSP1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	84883
GeneID	84883
면역원	사람 AIFM2/FSP1 (NP_116186.1)의 아미노산 43-371에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫드 (Rat)
SWISS	Q9BRQ8
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백