

Anti-Aifm2/Fsp1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Brq8

품목 번호: CM0016848



소개

인간 AIFM2/FSP1(ferroptosis suppressor protein 1)을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플과 반응합니다. 페로프토시스 및 산화환원 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AIFM2/FSP1 Rabbit pAb
비고/별칭	AMID; FSP1; PRG3; AIFM2/FSP1
종	인간
GeneID	84883
면역원	인간 AIFM2/FSP1/AMID/AMID (NP_116186.1)의 아미노산 43-371에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BRQ8
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백