

Wb, Elisa용 Anti-Aim2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q91Vj1

품목 번호: CM0023590



소개

Western blot 및 ELISA용으로 검증된 Anti-Aim2 rabbit polyclonal antibody입니다. 마우스 Aim2를 검출하고 래트(Rat)와 교차 반응합니다. 인플라마솜 활성화, DNA 손상 반응 및 종양 억제 기전 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 제품명                      | Aim2 Rabbit pAb                                           |
| 비고/별칭                    | Gm1313; Ifi210; Aim2                                      |
| 종(Species)               | Mouse (마우스)                                               |
| Gene ID                  | 383619                                                    |
| 면역원(Immunogen)           | 마우스 Aim2 (NP_001013801.2)의 아미노산 50-150 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드 |
| 공급원(Source)              | Rabbit (토끼)                                               |
| 카테고리                     | Polyclonal Antibodies (다클로널 항체)                           |
| 애플리케이션(Application)      | WB, ELISA                                                 |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | Rat (래트)                                                  |
| SWISS                    | Q91VJ1                                                    |
| 단백질 분자량                  | 40kDa                                                     |
| 배송(Shipping)             | 아이스 백(Ice bag)                                            |