


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Aim2 토끼 다클로날 항체 - O14862

품목 번호: CM0025816



소개

사람 AIM2에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 사람, 쥐, 랫트 샘플의 AIM2를 검출합니다. 인플라마솜 및 선천성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AIM2 Rabbit pAb
비고/별칭	PYHIN4; AIM2
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	9447
GeneID	9447
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 AIM2 (NP_004824.1)의 아미노산 130-337 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O14862
단백질 분자량	39kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)