


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Aimp1 폴리클로널 항체 - Q12904

품목 번호: CM0027083



소개

인간 AIMP1을 표적으로 하는 토끼 폴리클로널 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫트 AIMP1을 검출합니다. 혈관생성, 염증 및 tRNA 합성효소 생물학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	AIMP1 Rabbit pAb
비고/별칭	p43; HLD3; EMAP2; SCYE1; EMAPII; AIMP1
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	9255
유전자 ID	9255
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 AIMP1 (NP_001135888.1)의 아미노산 25-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로널 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q12904
단백질 분자량	34kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)