

Wb 및 Elisa용 항-Aip 토끼 다클론 항체 - O00170

품목 번호: CM0017277



소개

인간 AIP(ARA9/XAP2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. AHR 신호 전달 및 HBV X 단백질 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AIP 토끼 pAb
비고/별칭	ARA9, XAP2, PITAI, XAP-2, FKBP16, FKBP37, SMTPHN, AIP
종	인간
유전자 ID (인간)	9049
유전자 ID	9049
면역원	인간 AIP(NP_003968.3)의 아미노산 1-330에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00170
단백질 분자량	38kDa
배송 방법	아이스 팩