


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Aipl1 다클론 항체 - Q9Nzn9

품목 번호: CM0029660



소개

인간 AIPL1(아릴 탄화수소 상호작용 단백질 유사 1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 쥐와 교차 반응성이 있으며 시각 연구 및 레버 선천성 흑암증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AIPL1 토끼 pAb
비고/별칭	LCA4; AIPL2; AIPL1
종	인간
GeneID (인간)	23746
GeneID	23746
면역원	인간 AIPL1 (NP_055151.3)의 아미노산 1-384에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q9NZN9
단백질 분자량	44kDa
배송 방법	아이스 팩