

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Aire 다클론 항체 - O43918

품목 번호: CM0020375



소개

인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 AIRE 토끼 다클론 항체. 흉선 자가 내성에 관여하는 자가면역 조절인자(APECED 단백질)를 표적으로 합니다. SWISS: O43918.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	AIRE 토끼 pAb
비고/별칭	APSI; APSI; PGA1; AIRE1; APECED; AIRE
종	인간
유전자 ID (인간)	326
면역원	인간 AIRE (NP_000374.1)의 아미노산 30-130 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43918
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스 팩