

Wb, Ip, Elisa용 항-Ajuba 토끼 단일클론 항체(Kd 검증 완료) - Q96If1

품목 번호: CM0006429

소개

인간 Ajuba(JUB)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB, IP 및 ELISA에 대해 KD 검증이 완료되었습니다. 인간 및 랫드 Ajuba(57 kDa)를 검출합니다. 세포 접착, 세포골격 동역학 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증 완료] Ajuba 토끼 mAb
비고/별칭	JUB; [KD 검증 완료] Ajuba
종	인간
GeneID	84962
면역원	인간 Ajuba(NP_116265.1)의 아미노산 201-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	Q96IF1
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스팩