

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Ak1 다클론 항체 - P00568

품목 번호: CM0013632



소개

인간 및 마우스에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA로 검증된 토끼 유래 항-AK1 다클론 항체입니다. AK1은 에너지 항상성과 뉴클레오티드 대사에 관여하는 세포질 아데닐산 키나아제입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	AK1 토끼 pAb
비고/별칭	HTL-S-58j; AK1
종	인간
GeneID (인간)	203
GeneID	203
면역원	제조합 단백질: 인간 AK1 (NP_000467.1)의 아미노산 1-194번 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P00568
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스 팩